

::: Upute za pripremu pacijenata prije određivanja kalprotektina u stolici

- U laboratorij se dostavlja svjež slučajan uzorak stolice u spremniku namijenjenom za transport uzorka stolice (kupiti u ljekarni ili doći u laboratorij po njega)
- Najmanja količina stolice je veličine lješnjaka
- Uzorak stolice je potrebno dostaviti odmah u laboratorij ili pohraniti u hladnjak na temperaturu 2-8° C i dostaviti ga najkasnije sljedeći dan
- Granične i/ili lažno povećane vrijednosti fekalnog kalprotektina mogu biti prisutne u osoba koji uzimaju nesteroidne protuupalne lijekove (*Aspirin*, *Andol*, *Ibuprofen*) te inhibitore protonske pumpe

Literatura:

International consensus on methodological issues in standardization of fecal calprotectin measurement in inflammatory bowel diseases United European Gastroenterology. United European Gastroenterol J. 2021;9:451–460. [wileyonlinelibrary.com/journal/ueg2](https://www.wileyonlinelibrary.com/journal/ueg2)-451